


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Melan-A/Mart-1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q16655

Número do item: CM0007214



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Melan-A/MART-1 (Q16655) validado para WB, IF, IHC, ELISA. Específico para o antígeno de melanoma humano, 13 kDa. Ideal para pesquisa de melanócitos e melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho Melan-A/MART-1
Observações/Apelido	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2315
GeneID	2315
Imunogênio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 11-110 do MLANA humano (NP_005502.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16655
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo