

Anticorpo Policlonal Anti-Mesdc2 Para Wb E Elisa - Q14696

Número do item: CM0018278

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MESDC2 (chaperona MES do LRP, OI20), validado para WB e ELISA. Reconhece MESDC2 humano e de camundongo. Imunógeno recombinante (aa1-234). Ideal para pesquisas sobre LDLR e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MESDC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BOCA; OI20; MESDC2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	23184
GeneID	23184
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-234 da MESDC2 humana (NP_055969.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q14696
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo