

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mest Para Wb, If/Icc E Elisa - Q5Eb52

Número do item: CM0025254

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MEST (PEG1) humano, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Útil para o estudo da neurogênese e diferenciação adipogênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEST Rabbit pAb
Observações/Apelido	PEG1; MEST
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4232
GeneID	4232
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 146-335 do MEST humano (NP_002393.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5EB52
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo