


Anticorpo Monoclonal Anti-Mitf Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075030

Número do item: CM0007243



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a MITF humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. MITF é um fator de transcrição mestre que regula a sobrevivência, diferenciação e expressão de genes de pigmentação em melanócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MITF Rabbit mAb
Observações/Alias	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4286
GeneID	4286
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 402-526 de MITF humano (NP_001341533.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075030
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de gelo