


Anticorpo Monoclonal Anti-Mkl Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nb16

Número do item: CM0010885



introdução

Anticorpo monoclonal de murino contra MLKL humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta MLKL humano e de murino, um mediador de necroptose de 54 kDa. Ideal para pesquisa sobre morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MLKL mAb de Murino
Observações/Apelido	hMLKL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	197259
GeneID	197259
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintetizado derivado de MLKL humano.
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NB16
Peso da Proteína	54 kDa
Envio	Saco com gelo