


Anti-Mmp2 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - P08253

Número do item: CM0002812



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MMP2 validado para Western blot e ELISA, reagindo com MMP-2 humano, de camundongo e de rato, uma metaloproteinase secretada envolvida na angiogênese e invasão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP2 Coelho mAb
Observações/Apelido	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4313
GeneID	4313
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do MMP2 humano (P08253).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08253
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco de gelo