

Anticorpo Monoclonal Anti-Mmp3 (Estromelisina-1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Número do item: CM0006706



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra a MMP3 humana (Estromelisina-1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre remodelamento da MEC e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra MMP3
Observações/Apelidos	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Espécie	Humana
ID do Gene	4314 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 385-477 da MMP3 humana (NP_002413.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08254
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo