


Anticorpo Policlonal Anti-Mmp9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14780

Número do item: CM0016196



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MMP9 humano (gelatinase B, CLG4B). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa de matriz extracelular e migração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MMP9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
E Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4318
GeneID	4318
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 538-707 do MMP9 humano (NP_004985.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14780
Peso da Proteína	78 kDa
Envio	Saco com gelo