


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Camundongo H2-Aa Para Wb E Elisa - P14434

Número do item: CM0023282



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à cadeia alfa do MHC classe II de camundongo (H2-Aa), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano. Útil para pesquisa imunológica sobre apresentação de antígeno e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	H2-Aa Coelho pAb
Observações/Apelido	Ia1, H2Aa, Ia-1, H-2Aa, Aalpha, IAalpha, I-Aalpha, H2-Aa
Espécie	Camundongo
GeneID	14960 (camundongo)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-208 do H2-Aa de camundongo (NP_034508.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P14434
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo