


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl46 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2W6

Número do item: CM0018557



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MRPL46 humano, uma proteína ribossomal mitocondrial mL46. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL46 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LIECG2; P2EC SL; C15orf4; MRPL46
Espécie	Humano
ID do Gene	26589
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-279 do MRPL46 humano (NP_071446.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H2W6
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo