


Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl51 Para Wb, Elisa - Q4U2R6

Número do item: CM0016629



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína ribossomal mitocondrial humana MRPL51, validado para Western blotting e ELISA. Reage cruzadamente com MRPL51 de camundongo e rato. Ideal para estudos de ribossomos mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPL51 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CDA09, MRP64, bMRP64, HSPC241, MRPL51
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51258
ID do Gene	51258
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-128 do MRPL51 humano (NP_057581.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q4U2R6
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo