


Anticorpo Policlonal Anti-Mrpl55 Para Wb, Elisa - Q7Z7F7

Número do item: CM0019525



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MRPL55 humano, uma proteína ribossômica mitocondrial. Validado para WB e ELISA, ideal para o estudo da tradução mitocondrial e da síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MRPL55 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L55nt; MRP-L55; AAVG5835; PRO19675; MRPL55
Espécie	Humano
ID do gene (Humano)	128308
ID do gene	128308
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-128 de MRPL55 humano (NP_001308213.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q7Z7F7
Peso da proteína	15 kDa
Transporte	Bolsa de gelo