


Anticorpo Policlonais Anti-Mrpl9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byd2

Número do item: CM0018832



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD contra a proteína ribossomal mitocondrial MRPL9, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta MRPL9 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] MRPL9 Coelho pAb
Observações/Alias	L9mt; MRPL9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	65005
GeneID	65005
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 53-267 do MRPL9 humano (NP_113608.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYD2
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo