


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps21 Para Ihc, Elisa - P82921

Número do item: CM0019196



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína ribossomal mitocondrial MRPS21 (bS21m). Validado para IHC-P e ELISA com reatividade em amostras humanas, de rato e de camundongo. Suporta estudos de biologia mitocondrial e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS21 Rabbit pAb
Observações/Apelido	bS21m; MDS016; RPMS21; MRP-S21
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	54460
ID do Gene	54460
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-87 da MRPS21 humana (NP_114107.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P82921
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de gelo