


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps22 Para Wb, Elisa - P82650

Número do item: CM0028658



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MRPS22 (proteína ribossomal mitocondrial S22) validado para WB e ELISA. Mostra reatividade cruzada com humano, rato e camundongo. ~41 kDa. Adequado para pesquisa em tradução mitocondrial e doenças mitocondriais primárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS22 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GIBT; ODG7; GK002; C3orf5; COXPD5; RPMS22; MRP-S22; MRPS22
Espécie	Humano
GeneID	56945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-360 do MRPS22 humano (NP_064576.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P82650
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo