


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps25 Para Wb, Elisa - P82663

Número do item: CM0027015



introdução

A CamelBio oferece Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-MRPS25 para WB e ELISA em amostras humanas. Visa a proteína ribossomal mitocondrial S25 de 20kDa, relevante para pesquisas sobre doenças mitocondriais e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRPS25 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RPMS25; COXPD50; MRP-S25; MRPS25
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64432
GeneID	64432
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 104-173 do MRPS25 humano (NP_071942.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P82663
Peso da Proteína	20kDa
Envio	