

Anticorpo Policlonais Anti-Ms4A7 Para Wb, Elisa - Q9Gzw8

Número do item: CM0015520

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MS4A7 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de transdução de sinal, diferenciação de monócitos e perfilagem de expressão tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MS4A7 pAb de coelho
Observações/Apelido	CFFM4; MS4A8; 4SPAN2; CD20L4; MS4A7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	58475
GeneID	58475
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do MS4A7 humano (NP_067024.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9GZW8
Peso Proteico	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo