


Anticorpo Monoclonal Anti-Msh2 Para Wb, Elisa - P43246

Número do item: CM0008440



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao MSH2 humano (proteína de reparo de incompatibilidade de DNA Msh2) para aplicações de western blot (WB) e ELISA. Detecta a proteína MSH2 humana, de camundongo e de rato em 105 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MSH2 coelho mAb
Observações/Apelidos	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; MSH2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4436
GeneID	4436
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MSH2 humano (P43246).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43246
Peso da Proteína	105kDa
Transporte	Saco de gelo