

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Msh2 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43246

Número do item: CM0022618



introdução

Anticorpo policlonal de coelho MSH2, validado por KO, adequado para Western blot, imunofluorescência, imunoprecipitação e ELISA. Detecta MSH2 humano e de rato, uma proteína chave de reparo de incompatibilidade de DNA, apoiando pesquisas sobre câncer e estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MSH2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMCRS2; H2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4436
GeneID	4436
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do MSH2 humano (NP_000242.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P43246
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Saco de gelo