


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtco1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00395

Número do item: CM0019510



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTCO1 humano (subunidade 1 da citocromo c oxidase), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de doenças mitocondriais e bioenergética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTCO1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	COI; MTCO1; COX1
Espécie	Humano
GeneID	4512
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do MTCO1 humano (YP_002124304.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00395
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco com gelo