

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtfmt Para Wb, Elisa - Q96Dp5

Número do item: CM0021893

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTFMT humano (formiltransferase de metionil-tRNA mitocondrial). Reconhece as proteínas humanas, de ratinho e de rato. Validado para Western blot e ELISA. Ideal para investigação da tradução mitocondrial e de doenças.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do produto	MTFMT pAb de coelho
Observações/Alias	FMT1; COXPD15; MC1DN27; MTFMT
Espécie	Humano
GeneID	123263
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-389 de MTFMT humano (NP_640335.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, ratinho, rato
SWISS	Q96DP5
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo