

Anticorpo Policlonal Anti-Mthfd1L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Ub35

Número do item: CM0030115

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a sintase C1-tetrahydrofolato monofuncional (MTHFD1L) validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Direciona a enzima do metabolismo de um carbono mitocondrial; útil para pesquisa em câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTHFD1L pAb de Coelho
Observações/Apelido	FTHFSDC1; MTC1THFS; dj292B18.2; MTHFD1L
Espécie	Humano
GeneID (humano)	25902
GeneID	25902
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 759-978 do MTHFD1L humano (NP_056255.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6UB35
Peso Proteico	106kDa
Envio	Saco de Gelo