

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtmr1 Para Wb E Elisa - Q13613

Número do item: CM0018817



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTMR1, uma fosfatidilinositol-3-fosfato fosfatase, para WB e ELISA em humanos e camundongos, apoiando a pesquisa sobre metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MTMR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MTMR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8776
ID do Gene	8776
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 300-400 da MTMR1 humana (NP_003819.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13613
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Bolsa de gelo