

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtmr4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nya4

Número do item: CM0016918

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MTMR4 humano, uma fosfatidilinositol-3,5-bisfosfato 3-fosfatase envolvida no tráfego endossomal e sinalização. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTMR4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9110
GeneID	9110
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 920-1195 do MTMR4 humano (NP_004678.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYA4
Peso Proteico	133kDa
Envio	Saco de gelo