

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtmr8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ef0

Número do item: CM0023500



introdução

Anticorpo policlonal de coelho MTMR8 validado para WB, IHC-P, ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Alvo: MTMR8 (Q96EF0), uma fosfatase lipídica que regula a autofagia. Ideal para pesquisas sobre autofagia e sinalização lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTMR8 Rabbit pAb
Observações/Alias	MTMR8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55613
ID do Gene	55613
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 430-560 da MTMR8 humana (NP_060147.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96EF0
Peso Proteico	79kDa
Envio	Bolsa de gelo