

Anticorpo Policlonal Anti-Muc16 (Ca125) Para Wb E Elisa - Q8Wxi7

Número do item: CM0020317



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CA125 humano (MUC16), validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de câncer de ovário; detecta glicoproteína de ~1519 kDa. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CA125 Coelho pAb
Observações/Apelido	MUC16; CA125; mucina-16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	94025
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 12660-12923 do CA125 humano (NP_078966.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WXI7
Peso da Proteína	1519kDa
Envio	Saco de gelo