

Anticorpo Monoclonal Anti-Muc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02817

Número do item: CM0012271



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MUC2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de mucina-2 intestinal em pesquisas sobre barreira mucosa e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MUC2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MLP, SMUC, MUC-2, MUC2
Espécie	Humano
ID do Gene	4583
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 5000-5100 do MUC2 humano)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02817
Peso Proteico	551 kDa
Envio	Saco de gelo