

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Muc20 Para Wb E Elisa - Q8N307

Número do item: CM0023450

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho de alta qualidade contra MUC20 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece MUC20 humano, de rato e de camundongo, um regulador da sinalização MET. Ideal para pesquisa de câncer renal e urogenital.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MUC20 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MUC-20; MUC20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	200958
GeneID	200958
Imunógeno	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do MUC20 humano (NP_689886.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N307
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de Gelo