


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Musashi-2 (Msi2) Para Wb, Elisa - Q96Dh6

Número do item: CM0030292



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Musashi-2 (MSI2) para WB e ELISA. Validado para humano e camundongo, peso proteico de 35kDa. Ideal para pesquisa em células-tronco e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Musashi-2 (MSI2) Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	124540
GeneID	124540
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da Musashi-2 (MSI2) humana (NP_620412.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96DH6
Peso Proteico	35kDa
Envio	Bolsa de gelo