


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Muscarinic Achr M2 (Acm2) Para Wb, Elisa - P08172

Número do item: CM0017838



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Muscarinic AChR M2 humano (ACM2/CHRM2), validado para Western blotting e ELISA. Ideal para pesquisa em neurociência e desenvolvimento de ensaios de IVD envolvendo este receptor acoplado à proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Muscarinic AChR M2 (ACM2) Rabbit pAb
Observações/Apelido	HM2; Muscarinic AChR M2 (ACM2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1129
GeneID	1129
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 208-388 do Muscarinic AChR M2 humano (ACM2) (NP_001006629.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08172
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo