

## Anticorpo Policlonal Anti-Musk Para Wb, Elisa - O15146

Número do item: CM0026360



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MUSK humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de junção neuromuscular e estudos de sinalização sináptica. Proteína de 97kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MUSK Rabbit pAb                                                                                                              |
| Observações/Apelido | CMS9; FADS; FADS1; MUSK                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 4593                                                                                                                         |
| GeneID              | 4593                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 424-783 do MUSK humano (NP_001159752.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                   |
| SWISS               | O15146                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 97kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                 |