


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mut Para Wb, If/Icc, Elisa - P22033

Número do item: CM0028219



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra metilmalonil-CoA mutase (MUT) humana para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzado com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa em metabolismo mitocondrial e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MUT Rabbit pAb
Observações/Alias	MCM; MUT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4594
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 451-750 da MUT humana (NP_000246.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22033
Peso Molecular da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo