


Anticorpo Monoclonal Anti-Myd88 Para Wb, Elisa - Q99836

Número do item: CM0006860



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MyD88 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Essencial para estudar a sinalização de TLR/IL-1R e aplicações de pesquisa em imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MyD88
Observações/Apelido	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4615
ID do Gene	4615
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do MyD88 humano (NP_002459.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q99836
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo