


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Myd88 Polymab® Para Wb, Ip, Elisa - Q99836

Número do item: CM0004886



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho PolymAb® MyD88 de alta qualidade para WB, IP, ELISA. Detecta MyD88 humano e de camundongo, um adaptador de sinalização imune inata TLR/IL-1R crítico. 33kDa. Q99836.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MyD88 Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	WM1; IMD68; MYD88D
Espécie	Humano
GeneID	4615
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 50-150 do MyD88 humano (NP_002459.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99836
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de Gelo