

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mieloperoxidase (Mpo) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05164

Número do item: CM0013890



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Mieloperoxidase (MPO) humana, validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Detecta MPO em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de formação de armadilhas extracelulares de neutrófilos (NET), imunidade inata e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para Mieloperoxidase (MPO)
Observações/Apelidos	MPO; Mieloperoxidase (MPO)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4353
ID do Gene	4353
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 606-745 da Mieloperoxidase (MPO) humana (NP_000241.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05164
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo