

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Myocd Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izq8

Número do item: CM0020051

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MYOCD humano (Miocardina), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. A miocardina é um cofator de transcrição do músculo liso e cardíaco essencial para a cardiogênese e a miogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MYOCD pAb de coelho
Observações/alias	MGBL; MYCD; MYOCD
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	93649
ID do gene	93649
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 680-780 da MYOCD humana (NP_705832.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	Q8IZQ8
Peso da proteína	102 kDa
Envio	Saco de gelo