

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Napb Para Wb, Elisa - Q9H115

Número do item: CM0022761

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra NAPB humano (SNAP-BETA), validado para WB e ELISA. Adequado para estudo de transporte vesicular ER-Golgi e distúrbios de neurodesenvolvimento relacionados em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NAPB Rabbit pAb
Observações/Alias	SNAPB; DEE107; SNAP-BETA; NAPB
Espécie	Humano
GeneID	63908
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-50 da NAPB humana (NP_071363.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H115
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo