


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nat10 [Validado Por Kd] Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

Número do item: CM0004693



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD, direcionado à NAT10 humana (RNA citidina acetiltransferase). Adequado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar modificações ac4C de RNA e biogênese do ribossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-NAT10 [Validado por KD]
Observações/Apelido	ALP; Kre33; NET43
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55226
GeneID	55226
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 676-1025 da NAT10 humana (NP_078938.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0A0
Peso Proteico	116 kDa/107 kDa
Envio	Saco de gelo