


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Peptide Natriurético A Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01160

Número do item: CM0007839



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-peptide natriurético A validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante direcionado ao hormônio cardíaco que regula a pressão arterial, o equilíbrio hídrico e o remodelamento cardiovascular. P01160.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Natriuretic peptides A Coelho mAb
Observações/Apelidos	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4878
GeneID	4878
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-151 do peptide natriurético A humano (NP_006163.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01160
Peso Proteico	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo