


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Ndp52 Para Wb, Elisa - Q13137

Número do item: CM0005544



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante de alta qualidade contra NDP52 humano (CALCOCO2), validado para Western blotting e ELISA. Ideal para investigar autofagia e degradação de bactérias intracelulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KD] NDP52 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	NDP52
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10241
GeneID	10241
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 do NDP52 humano (NP_005822.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13137
Peso Molecular da Proteína	52 kDa
Envio	Em saco de gelo