


Anti-Ndp52 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13137

Número do item: CM0027700



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NDP52 para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo, rato; detecta o receptor de xenofagia CALCOCO2; peso molecular ~52 kDa; para pesquisa de autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDP52 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NDP52
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10241
ID do Gene	10241
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 do NDP52 humano (NP_005822.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13137
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo