


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-NdrG1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92597

Número do item: CM0010294



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho anti-NDRG1 é validado para Western blot, IHC (parafina) e ELISA, e reage cruzadamente com humano, humano e rato. Ideal para pesquisa em biologia de tumores e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDRG1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; NDRG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10397
GeneID	10397
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 295-394 do NDRG1 humano (Q92597).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92597
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo