


Anticorpo Policlonal Anti-Ndufa5 Para Wb, Elisa - Q16718

Número do item: CM0025868



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NDUF5, uma subunidade acessória do Complexo I. Validado em WB e ELISA para amostras humanas, de rato e de camundongo. Útil para pesquisa da cadeia respiratória mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	B13, NUFM, UQOR13, CI-13kB, CI-13KD-B, NDUF5
Espécie	Humano
ID do Gene	4698
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-116 do NDUF5 humano (NP_004991.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16718
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo