


Anticorpo Policlonal Anti-Ndufa9 Para Wb E Elisa - Q16795

Número do item: CM0025639



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NDUF9 (CI-39kD), uma subunidade do Complexo I mitocondrial. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisas sobre mitocôndrias e cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFA9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CC6; CI39k; COQ11; CI-39k; MC1DN26; NDUFS2L; SDR22E1; NDUFA9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4704
GeneID	4704
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do NDUFA9 humano (NP_004993.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16795
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo