


Anticorpo Monoclonal Anti-Ndufs1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

Número do item: CM0007465



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao NDUF51 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta NDUF51 endógeno em amostras humanas, de rato e de camundongo. Projetado para estudos do complexo I mitocondrial e pesquisa da cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho NDUF51
Observações/Apelido	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUF51
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4719
GeneID	4719
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-290 do NDUF51 humano (NP_004997.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28331
Peso Proteico	79kDa
Envio	Em saco de gelo