


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufs1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28331

Número do item: CM0023940



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NDUF51 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a subunidade de 75 kDa da NADH-ubiquinona oxidorreductase humana (Complexo I-75kD). Reage de forma cruzada com camundongo, rato. Ideal para pesquisa e diagnóstico do complexo I mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF51 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	CI-75k, MC1DN5, CI-75Kd, PRO1304, NDUF51
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4719
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-290 do NDUF51 humano (NP_004997.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28331
Peso Proteico	79kDa
Transporte	Saco de Gelo