

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Nek7 Para Wb, Elisa - Q8Tdx7

Número do item: CM0002629



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho NEK7 validado para WB e ELISA; reage com Humano, Rato, Ratazana; tem como alvo a Serina/treonina-proteína quinase Nek7 envolvida na mitose e ativação do inflamassoma NLRP3. Ideal para pesquisa de ciclo celular e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho NEK7 (mAb)
Observações/Apelido	Quinase relacionada a NIMA 7; NEK7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	140609
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 203-302 do NEK7 humano (Q8TDX7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Ratazana
SWISS	Q8TDX7
Peso Molecular da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo