


Anticorpo Policlonal Anti-Nelfe Para Wb, If/Icc, Elisa - P18615

Número do item: CM0029715



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NELFE humana, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Adequado para estudos de pausa transcricional, dinâmica do complexo NELF e pesquisa sobre latência do HIV-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NELFE Rabbit pAb
Observações/Alias	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7936
ID do Gene	7936
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da NELFE humana (NP_002895.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P18615
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo