

Anticorpo Monoclonal Anti-Neuregulina-3 (Nrg3) Para Wb, Elisa - P56975

Número do item: CM0003018

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a neuregulina-3 (NRG3) humana, validado para WB e ELISA. Adequado para a detecção de NRG3 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Uma ferramenta para investigar as vias de sinalização NRG3-ERBB4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Neuregulina-3 (NRG3) mAb de Coelho
Observações/Apeliido	HRG3; pro-NRG3; Neuregulina-3 (NRG3)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10718
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-720 da neuregulina-3 (NRG3) humana (P56975)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56975
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco de gelo