

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nexn Para Wb, If/Icc, Elisa - Q0Zgt2

Número do item: CM0016104

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NEXN humana (Nexilina). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa do citoesqueleto de actina e músculo cardíaco/esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NEXN Rabbit pAb
Observações/Alias	CMH20; NELIN; NEXN
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	91624
ID do gene	91624
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 516-675 da NEXN humana (NP_653174.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q0ZGT2
Peso da proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo